

Catálogo KRUUSE


Soluções inovadoras que melhoram a saúde animal,
prevenindo e reduzindo o sofrimento.

We care 





● Clínica Geral	4
Sondas	4
Sondas uretrais caninas	4
Sondas uretrais felinas	6
Sondas de alimentação	7
Injeção e Infusão	8
Cateteres IV	8
Acessórios	9
Equipos	10
● Cirurgia	11
Anestesia	11
AG Cuffil (Manômetro)	11
Tubos endotraqueais	12
Sutura	12
Agulhas	12
Suturas absorvíveis	13
Suturas não-absorvíveis	16
● Manejo de feridas	18
Curativos	18
Bandagens	19
● Ortopedia	21
Protetores articulares	21
● Equipamentos	24
Estojo	24
Termômetros	24
● Materiais de Consumo	25
KIT4CAT	25
Aplicador de comprimido	25
Colares Elizabetanos	26
Bolsa de contenção	29
Máscara	29
Focinheiras	29
Cortador de unhas	30



ATENÇÃO

Este catálogo utiliza a tecnologia de QR-Code. Para acessar conteúdo adicional sobre nossos produtos, como vídeos, folders e outros, basta apontar a câmera de seu smartphone e clicar no link.

SOBRE A KRUUSE

Desde 1896, com matriz na Dinamarca, a Kruuse é movida por uma verdadeira paixão pelo cuidado animal, focada no bem-estar antes, durante e depois da consulta com o médico veterinário, oferecendo tecnologia de ponta e os melhores produtos da categoria no mercado. Esta é a especialidade pela qual o nome Kruuse é conhecido e respeitado por veterinários em todo o mundo.



CLÍNICA GERAL - SONDAS URETRAIS

SONDAS URETRAIS CANINAS

A KRUUSE oferece uma gama completa de sondas uretrais para cães e gatos, com itens inovadores para as melhores práticas de sondagem e atendimento ao paciente.

Buscamos constantemente novas maneiras de melhorar o bem-estar e a saúde dos animais, prevenindo e reduzindo o sofrimento.

Nossa linha de sondas uretrais não é exceção!

Fomos a primeira empresa na medicina veterinária a lançar o revestimento hidrofílico. A sonda urinária BUSTER HC é uma sonda que, não surpreendentemente, é preferida por pacientes humanos, pois esse revestimento reduz a fricção na uretra, fornecendo uma sondagem sem complicações.

E continuamos a criar novas sondas inovadoras! Conheça todas elas a seguir:

Sonda Uretral Canina BUSTER

Sonda em polipropileno (PP) transparente com conexão luer lock. Material flexível e firme, para fácil introdução.

Possui extremidade arredondada e orifícios laterais atraumáticos para evitar danos aos tecidos.

- Comprimento: 50cm.
- Tempo de permanência: até 1 dia.



Apresentações

- SONDA URETRAL CANINA BUSTER 1.3 MM 4FR
- SONDA URETRAL CANINA BUSTER 1.6 MM 5FR
- SONDA URETRAL CANINA BUSTER 2.0 MM 6FR
- SONDA URETRAL CANINA BUSTER 2.3 MM 7FR
- SONDA URETRAL CANINA BUSTER 2.6 MM 8FR
- SONDA URETRAL CANINA BUSTER 3.0 MM 9FR
- SONDA URETRAL CANINA BUSTER 3.3 MM 10FR

Sonda Uretral Canina HC

Sonda em PVC de grau médico livre de DEHP (ftalatos). Possui alta biocompatibilidade, orifícios laterais atraumáticos e encaixe luer lock codificado em cores para identificação do tamanho.

Possui em seu comprimento um revestimento hidrofílico, que quando ativado em água estéril ou solução salina, resulta em superfície lisa e viscosa, diminuindo o atrito na uretra e desconforto do paciente. Por reduzir danos iatrogênicos, previne hematúria microscópica e infecção do trato urinário (ITU).

Com esse revestimento não é necessário o uso de lubrificantes.

- Comprimento: 50cm.
- Tempo de permanência: até 10 minutos.

Apresentações

- SONDA URETRAL CANINA HC 1.6 MM X 50 CM 5FR
- SONDA URETRAL CANINA HC 2.0 MM X 50 CM 6FR



Escaneie o QR-Code ao lado e saiba mais sobre este produto




Sonda Uretral Canina NC

Sonda em PVC de grau médico livre de DEHP (ftalatos). Possui alta biocompatibilidade, orifícios laterais atraumáticos e encaixe luer lock codificado em cores para identificação do tamanho. Material macio e menos propenso a causar danos às membranas da mucosa uretral e da bexiga quando comparado a outras sondas de material rígido. Orifícios de drenagem laterais atraumáticos.

- Comprimento: 50cm.
- Tempo de permanência: até 3 dias.

Apresentações

- SONDA URETRAL CANINA NC 2.0 MM X 50 CM 6FR
- SONDA URETRAL CANINA NC 2.6 MM X 50 CM 8FR



Sonda Uretral Canina Foley


Sonda de silicone em 2 vias com balão de retenção de 3-5cc (ml) e mandril de aço trançado removível. Possui alta biocompatibilidade, linha radiopaca, orifícios laterais atraumáticos e ponta arredondada. Encaixe codificado em cores para identificação do tamanho.

Não é necessário fixação com sutura devido ao cuff, que retém a sonda no interior da bexiga.

- Comprimento: 30cm ou 55cm.
- Tempo de permanência: até 7 dias.

Apresentações

- SONDA URETRAL CANINA FOLEY 2.0 MM X 30 CM 6FR
- SONDA URETRAL CANINA FOLEY 2.0 MM X 55 CM 6FR
- SONDA URETRAL CANINA FOLEY 2.6 MM X 30 CM 8FR
- SONDA URETRAL CANINA FOLEY 2.6 MM X 55 CM 8FR
- SONDA URETRAL CANINA FOLEY 3.3 MM X 30 CM 10FR
- SONDA URETRAL CANINA FOLEY 3.3 MM X 55 CM 10FR



Escaneie o QR-Code ao lado e saiba mais sobre este produto



Sonda Uretral Felina Bário

Sonda de bário e poliuretano, se torna mais maleável quando em contato com a temperatura corporal e tem a maior biocompatibilidade entre todas as sondas para gatos (ideal para pacientes hospitalizados).

Possui orifícios laterais atraumáticos, conexão luer lock e mandril delicado para facilitar inserção no animal.

Por conter bário é possível visualização em imagem radiográfica, o que torna a sonda ideal para localizar obstruções.

Na base há disco com orifícios para fixação com sutura.

- Comprimento: 13 cm.
- Tempo de permanência: até 7 dias.



Apresentações

SONDA URETRAL FELINA BÁRIO BUSTER 1.0 X 130 MM 3FR

SONDA URETRAL FELINA BÁRIO BUSTER 1.3 X 130 MM 4FR

Sonda Uretral Felina BUSTER

Sonda de polietileno de baixa densidade livre de DEHP (ftalatos). Firme e macia para fácil introdução. Biocompatível e com conexão luer lock.

Possui disco com orifícios para fixação com sutura.


Disponível em duas versões:

- **Sonda uretral felina buster:** Possui orifícios nas laterais e extremidade fechada atraumática. Ideal para coleta de urina, alívio e lavagem da vesícula urinária.

- Comprimento: 13 e 16 cm.
- Tempo de permanência: até 3 dias.

- **Sonda uretral felina flush buster:** Possui orifício apenas na extremidade da sonda, com as laterais fechadas. Ideal para hidropropulsão em animais obstruídos.

- Comprimento: 13 cm.
- Tempo de permanência: até 1 dia.



Apresentações

SONDA URETRAL FELINA BUSTER 1.0 X 130 MM 3FR

SONDA URETRAL FELINA BUSTER 1.3 X 130 MM 4FR

SONDA URETRAL FELINA BUSTER 1.3 X 160 MM 4FR

SONDA URETRAL FELINA FLUSH BUSTER 1.0 X 130 MM 3FR (ABERTURA NA EXTREMIDADE)

SONDA URETRAL FELINA FLUSH BUSTER 1.3 X 130 MM 4FR (ABERTURA NA EXTREMIDADE)



Sonda Uretral Felina Easy Slide



Sonda de Politetrafluoretileno de grau médico livre de DEHP (ftalatos). É biocompatível, radiopaca e possui encaixe luer lock.

Possui superfície altamente lubrificada e lisa, permite fácil cateterização e diminui o desconforto do paciente.

Possui em sua base um disco de borracha macio com orifícios para fixação com sutura.


Disponível em duas versões:

- **Sonda uretral felina easy buster:** Possui orifícios nas laterais e extremidade fechada. Ideal para coleta de amostras de urina, alívio e lavagem da vesícula urinária.

- Comprimento: 14 cm.
- Tempo de permanência: até 3 dias.

- **Sonda uretral felina easy buster flush:** Possui orifício apenas na extremidade da sonda, com as laterais fechadas. Ideal para hidropropulsão em animais obstruídos.

- Comprimento: 11, 14 e 18 cm.
- Tempo de permanência: até 1 dia.



Escaneie o QR-Code ao lado e saiba mais sobre este produto



Apresentações

SONDA URETRAL FELINA EASY BUSTER 1.2 X 140 MM 3.5 FR (ABERTURA LATERAL)

SONDA URETRAL FELINA EASY BUSTER FLUSH 1.2 X 110 MM 3.5 FR (ABERTURA NA EXTREMIDADE)

SONDA URETRAL FELINA EASY BUSTER FLUSH 1.2 X 140 MM 3.5 FR (ABERTURA NA EXTREMIDADE)

SONDA URETRAL FELINA EASY BUSTER FLUSH 1.2 X 180 MM 3.5FR (ABERTURA NA EXTREMIDADE)

SONDA DE ALIMENTAÇÃO

Sonda de Alimentação Graduada

Sonda em PVC macio, sem ftalatos com amaciador alimentício de poliadipato; resistente a dobras para maior conforto do paciente.


Ponta atraumática - macia e redonda.

Superfície fosca – não há necessidade do uso de lubrificantes.


Linha radiopaca para garantir a colocação correta do tubo.

Tampa para fechamento.

- Comprimento: 50cm.
- Tempo de permanência: até 4 semanas (dependendo do procedimento).



Orogástrica



Nasogástrica



Esofágica

Apresentações

● SONDA DE ALIMENTAÇÃO GRADUADA KRUUSE 1.7 MM X 50 CM 5FR

● SONDA DE ALIMENTAÇÃO GRADUADA KRUUSE 2.0 MM X 50 CM 6FR

● SONDA DE ALIMENTAÇÃO GRADUADA KRUUSE 2.7 MM X 50 CM 8FR

● SONDA DE ALIMENTAÇÃO GRADUADA KRUUSE 3.3 MM X 50 CM 10FR

CATETERES INTRAVENOSOS

Os cateteres intravenosos Kruuse são cuidadosamente projetados com agulhas afiadas e biséis longos para minimizar dor e desconforto durante a colocação. Possuem câmara transparente com fácil visualização do retorno sanguíneo para garantir a cateterização correta. Feitos de materiais de alta qualidade que reduzem o risco de lesões, contaminação, desconexão e flebite.

Cateter IV Infuvein PRO

Cateter IV de poliuretano resistente a dobra. Por ser termossensível, se torna mais flexível e macio à temperatura corporal, proporcionando maior conforto ao animal.

Possui porta extra de injeção, que permite administrações rápidas de até 10ml.

Possui asas com orifícios para fixação com sutura, promovendo maior estabilidade ao acesso venoso.

- Tempo de permanência: até 7 dias.



Apresentações

- CATETER IV INFUVEN PRO KRUUSE 0.7 X 19 MM 24G
- CATETER IV INFUVEN PRO KRUUSE 0.9 X 25 MM 22G
- CATETER IV INFUVEN PRO KRUUSE 1.1 X 32 MM 20G
- CATETER IV INFUVEN PRO KRUUSE 1.3 X 45 MM 18G



Escaneie o QR-Code ao lado e saiba mais sobre este produto



Cateter IV Venocan Estilo Lápis

Cateter IV em Teflon® FEP (etileno propileno fluorado) de grau médico, com parede fina e grande diâmetro interno que garante bom fluxo.

- Tempo de permanência: até 3 dias.



Apresentações

- CATETER IV VENOCAN L KRUUSE 0.7 X 19 MM 24G
- CATETER IV VENOCAN L KRUUSE 0.9 X 25 MM 22G
- CATETER IV VENOCAN L KRUUSE 1.1 X 33 MM 20G
- CATETER IV VENOCAN L KRUUSE 1.3 X 45 MM 18G



Escaneie o QR-Code ao lado e saiba mais sobre este produto



Cateter IV Venocan Mini

Cateter IV em Teflon® FEP (etileno propileno fluorado) de grau médico com parede fina e grande diâmetro interno que garante bom fluxo.

Possui pequenas asas flexíveis com orifícios para maior conforto do paciente e estabilidade do acesso venoso.

Disponível no tamanho 26G para espécies pequenas, incluindo répteis e pássaros.

- Tempo de permanência: até 3 dias.



Apresentações

- CATETER IV VENOCAN MINI KRUUSE 0.6 X 13 MM 26G
- CATETER IV VENOCAN MINI KRUUSE 0.7 X 19 MM 24G
- CATETER IV VENOCAN MINI KRUUSE 0.9 X 25 MM 22G
- CATETER IV VENOCAN MINI KRUUSE 1.1 X 32 MM 20G



Cateter IV Venocan Plus

Cateter IV em Teflon® FEP (etileno propileno fluorado) de grau médico com parede fina e grande diâmetro interno que garante bom fluxo.

Possui asas maiores para melhor manuseio, com orifícios para facilitar a fixação com sutura e promover estabilidade (podem ser removidas).

- Tempo de permanência: até 3 dias.

Apresentações

- CATETER IV VENOCAN PLUS 0.7 X 19 MM 24G
- CATETER IV VENOCAN PLUS 0.9 X 25 MM 22G
- CATETER IV VENOCAN PLUS 1.1 X 32 MM 20G
- CATETER IV VENOCAN PLUS 1.3 X 45 MM 18G
- CATETER IV VENOCAN PLUS 1.7 X 50 MM 16G
- CATETER IV VENOCAN PLUS 2.1 X 50 MM 14G



ACESSÓRIOS INTRAVENOSOS

Conector sem agulha



Acessório para cateter IV, em policarbonato e silicone, com conexão luer lock, que permite a infusão de substâncias endovenosas de forma segura através da válvula de injeção com o uso de seringas, sem agulha.

Reduz possíveis lesões perfurantes ao paciente e aos profissionais.

- Tempo de permanência: até 7 dias.

Apresentações

CONECTOR SEM AGULHA ESTÉRIL KRUUSE CX COM 10 UN



Escaneie o QR-Code ao lado e saiba mais sobre este produto



Tampa de heparina



Acessório para cateter IV que permite a infusão de substâncias endovenosas através da membrana sem a remoção da tampa.

- Tempo de permanência: até 3 dias.

Apresentações

TAMPA DE HEPARINA KRUUSE CX C/ 100UN



Escaneie o QR-Code ao lado e saiba mais sobre este produto



Torneira de 3 vias estéril



Acessório IV para múltiplas infusões, que permite o controle do fluxo para as 3 vias, com conexão luer lock - 2 fêmeas e 1 macho.

O canal é transparente para melhor visualização dos fluidos. Possui uma seta na alça da torneira de 360° que indica a direção do fluxo.

Para aplicações de pressão de até 4,5 bar (65 psi).

Apresentações

TORNEIRA DE 3 VIAS ESTÉRIL KRUUSE

Âncora de Equipo



Estabiliza o equipo, protege o cateter e evita oclusões.

Pode ser colocada em qualquer ponto do equipo de infusão onde possa ocorrer a torção.

Projetada para equipos de infusão de tamanho padrão (O.D. ~4 mm).

Cor verde para facilitar sua visualização.

Apresentações

ÂNCORA DE EQUIPO KRUUSE CX COM 10 UN

Equipos

Equipos de infusão em PVC macio e resistente a dobras, livres de DEHP (ftalatos), para uso gravitacional.

- Filtro de ar que evita a subpressão no recipiente de fluido e na câmara de gotejamento durante a infusão.
- Local de injeção em "Y".
- Pinça rolete para controle de gotejamento.
- Conexão luer lock giratória.

Possuem boa memória - não dobram.


Disponíveis em duas apresentações:

- Comprimento: 200cm.
- Macrogotas: 20 gotas/ml.
- Microgotas: 60gotas/ml.

Apresentações

EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR EM Y KRUUSE 20 GOTAS/ML

EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR EM Y KRUUSE 60 GOTAS/ML



Infusor de Sangue com Filtro Anti Ar

Dispositivo para transfusão sanguínea com filtro e câmara de gotejamento em plástico, rolo regulador de fluxo.

Com agulha 18GX1 1/2" / 1,20 x 40mm.

- Volume: 20 gotas/ml.
- Comprimento: 154cm.

Apresentações

● INFUSOR SANGUE C/FILTRO ANTI AR KRUUSE



EXTENSORES DE EQUIPO



Equipo de Extensão com Controlador de Fluxo

Tubo em PVC livre de DEHP e látex, macio e resistente a dobras com conexão luer lock e local para injeção em Y. Possui regulador de fluxo ajustável em dosagem de 5 a 250 ml por hora, para uma infusão controlada e precisa.

- Comprimento: 40cm.
- Precisão: +/- 10%.



Apresentações

EQUIPO EXTENSÃO C/CONTROLADOR DE FLUXO KRUUSE

Equipo Extensão em Y com Torneira de 3 Vias

Tubo em PVC fosco, flexível e resistente a dobras com torneira de 3 vias e conexão luer lock, com local para injeção em "Y".

Possui uma seta na alça da torneira de 360° que indica a direção do fluxo.

- Comprimento: 10cm.



Apresentações

EQUIPO EXTENSÃO Y C/ TORNEIRA DE 3 VIAS KRUUSE

CIRURGIA

ANESTESIA

AG Cuffill

Um dos erros mais corriqueiros relacionados à intubação é inflar demais o cuff. É de grande importância medir a pressão regularmente e evitar a pressão excessiva, pois isso pode acarretar em obstrução do fornecimento de sangue para a mucosa traqueal e potencialmente causar necrose dos tecidos.

Dispositivo compacto e intuitivo, para inflar e medir a pressão do cuff, garantindo que a pressão não exceda 25cmH₂O.

Design que se assemelha a uma seringa – operação simples e fácil.

Desligamento automático após 60s.

- Projetado para 100 medições.



Apresentações

AG CUFFILL (MEDIDOR DA PRESSÃO DO CUFF)



Escaneie o QR-Code ao lado e saiba mais sobre este produto



Tubo Endotraqueal


Tubo endotraqueal de PVC, transparente, rígido e sensível à temperatura corporal, adaptando-se à anatomia das vias aéreas.

Possui olho de Murphy para assegurar o fluxo de ar em caso de oclusão da luz do tubo.

Possui linha radiopaca ao longo do tubo (visível ao raio-X).

Disponível em duas apresentações:

- Com cuff (considerado padrão ouro por ser de alto volume e baixa pressão).
- Sem cuff.



Apresentações

TUBO ENDOTRAQUEAL PVC CUFF KRUUSE 3.5 MM
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC CUFF KRUUSE 4.0 MM
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC CUFF KRUUSE 4.5 MM
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC CUFF KRUUSE 5.0 MM
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC CUFF KRUUSE 5.5 MM
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC CUFF KRUUSE 6.0 MM
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC CUFF KRUUSE 6.5 MM
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC CUFF KRUUSE 7.0 MM
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC CUFF KRUUSE 7.5 MM
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC CUFF KRUUSE 8.0 MM

Apresentações

TUBO ENDOTRAQUEAL PVC CUFF KRUUSE 8.5 MM
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC CUFF KRUUSE 9.0 MM
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC CUFF KRUUSE 9.5 MM
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC CUFF KRUUSE 10.0 MM
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC CUFF KRUUSE 10.5 MM
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC CUFF KRUUSE 11.0 MM
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SEM CUFF KRUUSE 2.5 MM
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SEM CUFF KRUUSE 3.0 MM
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SEM CUFF KRUUSE 3.5 MM

CIRURGIA



SUTURAS

A sutura faz parte da rotina diária da prática veterinária, e a qualidade dos fios e agulhas é de extrema importância. A Kruuse tem a preocupação em atender às necessidades e exigências dos Médicos-veterinários nos mais diversos procedimentos.

O tratamento avançado da ponta da agulha e a tecnologia inovadora de retificação de superfície melhora a nitidez (força de penetração da agulha no tecido) em aproximadamente 20% em comparação com agulhas convencionais.

Agulha para Sutura

Agulhas de aço inoxidável com qualidade suprema em força e resistência. Possui olho regular (local para passagem do fio), brilho fosco para evitar fadiga durante as cirurgias e fabricação de alta qualidade.



Apresentações

AG SUTURA OLHAL 1/2 CIR KRUUSE 23 MM C/ 10
AG SUTURA OLHAL 1/2 CIR KRUUSE 28 MM C/ 10
AG SUTURA OLHAL 3/8 TR KRUUSE 17 MM C/ 10
AG SUTURA OLHAL 3/8 TR KRUUSE 21 MM C/ 10
AG SUTURA OLHAL 3/8 TR KRUUSE 25 MM C/ 10
AG SUTURA OLHAL 3/8 TR KRUUSE 29 MM C/ 10



Escaneie o QR-Code ao lado e acesse as descrições dos diferentes tipos de agulha






SUTURAS ABSORVÍVEIS

MONOFILAMENTAR

- Suturas de filamento simples
- Passagem suave no tecido, o que significa menor trauma
- Baixo risco de infecção
- Suturas com alta memória
- Possuem menor segurança do nó quando comparadas com os fios multifilamentares

Fio de Sutura Monofast



Sutura monofilamentar em PGCL - Poliglicolida-poli (ε-caprolactona) de rápida absorção por hidrólise e de cor roxa. A superfície lisa proporciona passagem suave através do tecido, mínima reação tecidual e menor incidência de infecções e traumas.

Resistência à tração:

- 60% permanece após 7 dias.
- 25% permanece após 14 dias.
- 0% permanece após 28 dias.

Absorção de massa completa em aproximadamente 90-120 dias.

Indicado para sutura subcutânea ou intracutânea; cirurgia gastrointestinal; cirurgia urológica; sutura da mucosa da cavidade oral.

Contraindicações: onde é necessário suporte prolongado de sutura.

Apresentações

- SUTURA MONOFAST KRUUSE USP 2-0 70CM (AGULHA 24 MM 3/8 REVERSE CUTTING)
- SUTURA MONOFAST KRUUSE USP 2-0 70CM (AGULHA 26 MM 3/8 CIRCLE, ROUND BODIED, TAPERPOINT)
- SUTURA MONOFAST KRUUSE USP 3-0 70CM (AGULHA 19 MM 3/8 REVERSE CUTTING)
- SUTURA MONOFAST KRUUSE USP 4-0 45CM (AGULHA 13 MM 3/8 REVERSE CUTTING)
- SUTURA MONOFAST KRUUSE USP 4-0 70CM (AGULHA 16 MM 3/8 CIRCLE, ROUND BODIED, TAPERPOINT)
- SUTURA MONOFAST KRUUSE USP 5-0 45CM (AGULHA 13 MM 3/8 REVERSE CUTTING)
- SUTURA MONOFAST KRUUSE USP 5-0 70CM (AGULHA 17 MM 1/2 CIRCLE, TAPERPOINT)



Sutura monofilamentar em Polidioxanona (PDO), de lenta absorção por hidrólise e de cor roxa. A superfície lisa proporciona passagem suave através do tecido, mínima reação tecidual e menor incidência de infecções e traumas.

Indicado para fechamento da parede abdominal, cirurgia de gastrointestinal, fásia e ligamentos, reparação do tendão, hérnias, ortopedia e cirurgia vascular.

Resistência à tração:

- 75% permanece após 14 dias.
- 60% permanece após 28 dias.

Absorção de massa completa em aproximadamente 180-220 dias.

Apresentações

- SUTURA PDX KRUUSE USP 0 70 CM (AGULHA 30MM 3/8 REVERSE CUTTING)
- SUTURA PDX KRUUSE USP 1 70 CM (AGULHA 36MM 1/2 CIRCLE, REVERSE CUTTING)
- SUTURA PDX KRUUSE USP 1 70 CM (AGULHA 36MM 3/8 REVERSE CUTTING)
- SUTURA PDX KRUUSE USP 2 70 CM (AGULHA 40MM 1/2 CIRCLE, REVERSE CUTTING)
- SUTURA PDX KRUUSE USP 2-0 70 CM (AGULHA 26MM 1/2 ROUND BODIED, TAPERPOINT)
- SUTURA PDX KRUUSE USP 2-0 70 CM (AGULHA 26MM 3/8 REVERSE CUTTING)
- SUTURA PDX KRUUSE USP 2-0 70 CM (AGULHA 36 MM 1/2 REVERSE CUTTING)
- SUTURA PDX KRUUSE USP 3-0 70 CM (AGULHA 26MM 3/8 REVERSE CUTTING)
- SUTURA PDX KRUUSE USP 4-0 70 CM (AGULHA 24MM 3/8 REVERSE CUTTING)
- SUTURA PDX KRUUSE USP 7-0 45 CM (AGULHA 9MM 3/8 REVERSE CUTTING)
- SUTURA PDX KRUUSE USP 4-0 70 CM (AGULHA 24MM 1/2 CIRCULAR, TAPERPOINT)

Fio de Sutura PD-X Plus

Sutura monofilamentar em Polidioxanona (PDO) revestida com diacetato de clorexidina (componente antibacteriano de amplo espectro), de lenta absorção por hidrólise e de cor roxa.

A superfície lisa proporciona passagem suave através do tecido, mínima reação tecidual e menor incidência de infecções e traumas.

Especialmente adequado em tecidos infectados com aumento da atividade enzimática.

Em testes In Vitro, PD-X Plus criou uma zona de inibição contra os patógenos mais comumente encontrados no local cirúrgico, incluindo *Staphylococcus aureus*.

Indicado para fechamento da parede abdominal, cirurgia gastrointestinal, tecidos fibrosos (fásia, cápsulas articulares, ligamentos e tendões), hérnias e cirurgia vascular.

Resistência à tração:

- 75% permanece após 14 dias.
- 60% permanece após 28 dias.

Absorção de massa completa em aproximadamente 180-220 dias.

Não deve ser utilizada em pacientes sensíveis ao diacetato de clorexidina.



Apresentações

- SUTURA PDX - PLUS KRUUSE USP 2-0 70 CM (AGULHA 26 MM 1/2 ROUND BODIED, TAPERPOINT)

MULTIFILAMENTAR

- Constituído por vários filamentos torcidos entre si
- Fácil manuseio
- Elevada segurança do nó
- A superfície revestida minimiza o crescimento de bactérias



Fio de Sutura PGA



Sutura multifilamentar em ácido poliglicólico revestida com policaprolactona e estearato de cálcio, absorvível por hidrólise e de cor roxa. A estrutura trançada na sutura garante um bom nó, torna a sutura suave e de fácil manuseio; com reação tecidual mínima.

Resistência à tração:

- 83% permanece após 14 dias.
- 52% permanece após 21 dias.

Absorção de massa completa em aproximadamente 60-90 dias.

Indicado para sutura de tecido subcutâneo, fáscia, músculos, cirurgia ginecológica, cirurgia gastrointestinal e cirurgia oftalmológica.


Contraindicações: onde é necessário suporte permanente.

Apresentações

- SUTURA PGA KRUUSE USP 0 70 CM (AGULHA 30 MM 1/2 CIRCULAR)
- SUTURA PGA KRUUSE USP 1 70 CM (AGULHA 36 MM 3/8 REVERSE CUTTING)
- SUTURA PGA KRUUSE USP 1 90 CM (AGULHA 30 MM 1/2 CORPO REDONDO)
- SUTURA PGA KRUUSE USP 2 90 CM (AGULHA 36 MM 1/2 CORPO REDONDO, TAPERPOINT)
- SUTURA PGA KRUUSE USP 2 90 CM (AGULHA 36 MM 3/8 REVERSE CUTTING)
- SUTURA PGA KRUUSE USP 2-0 70 CM (AGULHA 26 MM 1/2 CIRCULAR)
- SUTURA PGA KRUUSE USP 3-0 70 CM (AGULHA 26 MM 1/2 CIRCULAR)
- SUTURA PGA KRUUSE USP 4-0 70 CM (AGULHA 24 MM 1/2 CIRCULAR)



Fio de Sutura Nylon



Sutura monofilamentar em Poliamida 6&66 não absorvível (fornece resistência a tração permanente) de cor azul, para facilitar a identificação durante a cirurgia. A superfície lisa proporciona uma reação tecidual mínima e menor incidência de infecção e trauma.

Indicado para fechamento da pele, cirurgia oftalmológica, neurocirurgia, cirurgia vascular e cardiovascular.

Apresentações

SUTURA NYLON KRUUSE USP 2-0 70 CM (AGULHA 26 MM 3/8 REVERSE CUTTING)

SUTURA NYLON KRUUSE USP 2-0 90 CM (AGULHA RETA 55 MM, CUTTING)

SUTURA NYLON KRUUSE USP 3-0 70 CM (AGULHA 26 MM 3/8 REVERSE CUTTING)

SUTURA NYLON KRUUSE USP 4-0 70 CM (AGULHA 24 MM 3/8 CIRCULAR, CORTE REVERSO)

SUTURA NYLON KRUUSE USP 5-0 45 CM (AGULHA 19 MM 3/8 REVERSE CUTTING)

Fio de Sutura Promilene



Sutura monofilamentar em Polipropileno (polímero estereoisômero cristalino isotático) não absorvível (fornece resistência à tração permanente) de cor azul, para facilitar a identificação durante a cirurgia. A superfície lisa proporciona uma reação tecidual mínima e menor incidência de infecção e trauma.


Indicações: fechamento da pele, cirurgia oftalmológica, neurocirurgia, cirurgia vascular e cardiovascular.

Entre as suturas não absorvíveis, Promilene tem a maior biocompatibilidade, significando menor reação tecidual.

Apresentações

SUTURA PROMILENE KRUUSE 2-0 70 CM (AGULHA 26 MM 3/8 REVERSE CUTTING)

SUTURA PROMILENE KRUUSE 3-0 70 CM (AGULHA 30 MM 3/8 REVERSE CUTTING)



Característica e Tempo de Absorção

Porcentagem remanescente de tração comparado com a tração da cirurgia

Tipos de Fios	Fio de Sutura	Composição Química	Composição Física	Cor do Fio	1 Sem	2 Sem	3 Sem	4 Sem	Absorção Completa
Fios Absorvíveis	Kruuse Monofast	Poliglicolida	Monofilamento	Violeta	60%	25%	-	0%	De 90 a 120 dias
	Kruuse PGA	Ácido Poliglicólico	Multifilamento Revestido	Violeta	-	65%	35%	-	De 60 a 90 dias
	Kruuse PD-X	Polidioxanona	Monofilamento	Violeta	-	75%	60%	-	De 180 a 220 dias
Fios Não Absorvíveis	Kruuse Promilene	Polipropileno	Monofilamento	Azul	-	-	-	-	-
	Kruuse Nylon	Poliamida	Monofilamento	Azul	-	-	-	-	-

Tipos de Cirurgia X Fio de Sutura

Indicações	Kruuse Monofast	Kruuse PGA	Kruuse PD-X	Kruuse Promilene	Kruuse Nylon
Parede Abdominal		•	•		
Cirurgia Cardiovascular				•	•
Cavidade Oral / Odontologia	•				
Fáscia		•	•		
Cirurgia Gastro Intestinal	•	•	•		
Ginecológica		•			
Hérnias			•		
Intracutâneo	•				
Cápsula Articular		•	•		
Ligamentos			•		
Ligadura		•			
Músculos		•	•		
Cirurgia Neurológica				•	•
Cirurgia Oftalmológica		•		•	•
Ortopédica			•	•	•
Sutura de Pele				•	•
Sutura Subcutânea	•	•			
Tendão		•	•		
Cirurgia Urológica	•		•		
Útero		•			
Cirurgia Vascular				•	•

MANEJO DE FERIDAS

Os curativos Kruuse são projetados para proporcionar um ambiente ideal e facilitar a cicatrização das feridas.

O ambiente úmido garante um processo de cicatrização mais rápido, reduz a dor, estimula a troca gasosa, promove o desbridamento autolítico e atua como barreira bacteriana.

Contribui para uma cicatrização 50% mais rápida - e mais agradável devido ao melhor alinhamento das fibras de colágeno.

CURATIVOS

Hidrogel

Hidrogel é um curativo primário composto por água, Polihexanida (PHMB) e carboximetilcelulose, que promove o desbridamento autolítico e a cicatrização úmida da ferida.

Absorve descamações e exsudatos, reduz a dor, mantém o leito da ferida preservado e reduz infecções causadas por algumas bactérias (como *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* e MRSA).

É indicado para:

- Feridas secas e descamativas
- Feridas necróticas
- Feridas por trauma (avulsão, abrasão e arranhões)
- Feridas em fase de granulação e epitelização
- Queimaduras
- Preparação da ferida (proteção mecânica contra a queda de pelos no leito da ferida durante tricotomia)

Deve ser coberto por um curativo secundário para não evaporar.

Apresentações

HIDROGEL KRUUSE (BISNAGA) Polyhexanide 0.04%, 15G



Não escorre



Escaneie o QR-Code ao lado e saiba mais sobre este produto



Curativo de Espuma

Curativo primário ou secundário com espuma em poliuretano (pu), excelente e confortável para absorção e manutenção de um ambiente úmido na ferida.

Absorve o exsudato excessivo, promove o desbridamento autolítico e atua como uma barreira antibacteriana.

Adapta-se perfeitamente ao leito da ferida e ajuda a eliminar o excesso de exsudato.

- Reduz a dor.
- Não aderente.
- Curativo de troca fácil (a cada 3 a 5 dias a depender da quantidade de exsudato).


Apresentações

CURATIVO ESTÉRIL ESPUMA KRUUSE 5X5 CM

CURATIVO ESTÉRIL ESPUMA KRUUSE 10X10 CM

CURATIVO ESTÉRIL ESPUMA KRUUSE 15X15 CM

CURATIVO ESTÉRIL ESPUMA KRUUSE 10X20 CM



Escaneie o QR-Code ao lado e saiba mais sobre este produto



Curativo para Otohematoma

Compressa auricular em Poliuretano e Poliéster para tratamento de otohematoma.

Camada interna em espuma macia e porosa para absorção de secreção.

Camada externa mais resistente para ancoragem das suturas e fixação do curativo.


Fornecer excelente compressão para redução do espaço morto entre pele auricular e cartilagem.

Evita retração do pavilhão auricular.

Absorve secreções após correção cirúrgica.

Promove boa ventilação para adequada cicatrização.

A troca deve ser realizada de acordo com a produção de secreção e tempo de cicatrização das suturas.



Apresentações

CURATIVO PARA OTOHEMATOMA BUSTER 12X8 CM

BANDAGEM

Bandagem Soft Flex

Curativo de espuma em poliuretano com 5 mm de espessura.

Indicado para fixação de curativos e suporte controlado de articulações, entorses e distorções, e também como camada protetora de enchimento sob gesso.

Uso como curativo secundário ou terciário.

Poroso, permite o fluxo de ar, proporcionando um ambiente favorável para cicatrização e confortável na pele.

- Leve e macio.
- Forte, confortável e fácil de usar.
- Fixação confiável e estável.
- Fácil de cortar.
- Sem encolhimento.
- Não deixa resíduos após a remoção.

Disponível em duas apresentações:

Adesiva: Bandagem adesiva e elástica para locais de difícil manejo, como joelhos e jarretes. Não deve ser aplicada diretamente na ferida.

Coesiva: Bandagem elástica, revestida de látex - adere a si mesma, não adere na pele e no pelo.



Apresentações

BANDAGEM ADESIVA SOFT FLEX KRUUSE 5 CM X 2.5 M

BANDAGEM ADESIVA SOFT FLEX KRUUSE 10 CM X 2.5 M

BANDAGEM ADESIVA SOFT FLEX KRUUSE 15 CM X 2.5 M

BANDAGEM COESIVA SOFT FLEX KRUUSE 5 CM X 2.5 M

BANDAGEM COESIVA SOFT FLEX KRUUSE 10 CM X 2.5 M

BANDAGEM COESIVA SOFT FLEX KRUUSE 15 CM X 2.5 M



Escaneie o QR-Code ao lado e saiba mais sobre este produto



Bandagem Tubular


Bandagem tubular elástica e macia em malha de alta qualidade.

Fornecer fluxo de ar para ajudar na cicatrização.

- Excelente memória.
- Ajuste personalizável – adapta-se à anatomia, em áreas difíceis de enfaixar.
- Não desfia.
- Proporciona uma firme pressão, confortável.
- Não há necessidade de fixá-la.



Escaneie o QR-Code ao abaixo e saiba mais sobre este produto



Apresentações

BANDAGEM TUBULAR BUSTER 3.8 CM X 6.5 M

BANDAGEM TUBULAR BUSTER 5.0 CM X 6.5 M

BANDAGEM TUBULAR BUSTER 7.5 CM X 6.5 M

BANDAGEM TUBULAR BUSTER 8.8 CM X 6.5 M

Bandagem Gaze Elástica

Bandagem elástica, macia e confortável para fixação de bandagens, tubos e cateteres durante diversos procedimentos.

- Tecido respirável e adaptável ao corpo do animal.
- Borda firme - estável.



Apresentações

BANDAGEM GAZE ELÁSTICA 8 CM X 4 M CX C/20 UN

Bandagem Vet-Plast

Bandagem adesiva confeccionada em algodão elástico branco.

Possui linha amarela no centro para guiar aplicação, fornecendo maior compressão.

Enrolamento reverso para facilitar aplicação - parte externa adesiva.

Bandagem porosa que garante boa ventilação.

Bordas suaves que minimizam constrição e evitam desfiamento.

Pode ser usado para fixar curativos e como suporte para entorses, articulações e fraturas.



Apresentações

BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA VET-PLAST 5.0 CM X 4.5 M

BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA VET-PLAST 7.5 CM X 4.5 M

BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA VET-PLAST 10 CM X 4.5 M

Bandagem Vet-Lite Termoplástica

Bandagem de malha ventilada branca e termoplástica em material moldável.

Leve e muito resistente.

Quando aquecido em água quente se torna um material macio e maleável que pode ser modelado em qualquer configuração. Endurece à medida que esfria.

O remodelamento pode ser facilmente ativado usando um secador ou amolecendo novamente em água quente.

Translúcido no Raio X.

Não libera substâncias nocivas à saúde do animal e profissional durante processo de modelamento ou remodelamento.



Apresentações

BANDAGEM VET-LITE TERMOPLÁSTICA 5 CM X 1.6 M

BANDAGEM VET-LITE TERMOPLÁSTICA 7 CM X 1.6 M

BANDAGEM VE-LITE TERMOPLÁSTICA 10 CM X 1.6 M

BANDAGEM VET-LITE TERMOPLÁSTICA 15 CM X 1.6 M

Os produtos de reabilitação da Kruise foram projetados com base na anatomia do cão com o objetivo de proporcionar maior resistência, equilíbrio e mobilidade correta. Auxiliam a prevenir e a diminuir a gravidade de lesões e o tempo de recuperação dos pacientes, além de contribuírem na melhora da qualidade de vida de cães com deficiência na mobilidade.

Os protetores articulares fornecem compressão e estabilidade para a articulação, melhoram a flexibilidade dos músculos tensionados e aliviam a dor por manterem o calor da região e diminuírem a sobrecarga das articulações. Não geram perda da massa muscular e não restringem a movimentação do animal.


Indicações gerais:

- Pré e pós-operatórios
- Osteoartrite
- Tendinites
- Dermatite por lambedura
- Osteocondrite dissecante
- Higromas
- Lesões ligamentares
- Afecções em meniscos

Composição:

- 80% Neoprene
- 11% Nylon
- 9% Poliéster

Protetor de Carpo KRUUSE



Tamanho Adequado

Tamanho	Adequado
XP	Cocker Spaniel, Whippet, Terrier irlandês, Cavalier King Charles Spaniel
P	Collie, Springer Spaniel, Border Collie, Beagle
M	Labrador Retriever, Golden Retriever, Dalmata, Boxer, Pastor Australiano
G	Rottweiler, Bernese, Pastor Alemão, Rhodesian Ridgeback
XG	Rottweiler Grande, Bernese Grande, Mastiff, Dogue Alemão

Proporções do Protetor


Legenda	Medidas	P (cm)	M (cm)	G (cm)	XG (cm)
A	Altura total, de borda a borda	9.5	11.5	13.5	15.5
B	Largura total, de borda a borda	12.5	14.5	17.5	20.5

Modo de Usar

Abrir as alças com velcro, colocar na região do carpo e por fim fechar as alças com velcro tensionando para fixar bem.

Apresentações

PROTETOR DE CARPO KRUUSE (XP, P, M, G, XG)



Tamanho Adequado

Tamanho	Adequado
XP	Cocker Spaniel, Whippet, Irish Terrier, Cavalier King Charles Spaniel
P	Collie, Springer Spaniel, Border Collie, Beagle
M	Labrador Retriever, Dalmata, Golden Retriever, Boxer, Pastor Australiano
G	Rottweiler, Pastor Alemão, Golden Retriever, Leão-da-Rodésia
XG	Rottweiler Grande, Pastor Alemão Grande, Golden Retriever Grande, Dogue Alemão

Proporções do Protetor


Legenda	Medidas	XP (cm)	P (cm)	M (cm)	G (cm)	XG (cm)
A	Altura total, de ponta a ponta	14	16	17.5	19	20.5
B	Largura superior, a 1 cm da borda	10	12	14	15	16
C	Largura inferior, a 1 cm da borda	7.5	9.5	11.5	12.5	13.5

Modo de Usar

O protetor do jarrete é colocado com a ponta do jarrete (calcanhar) para fora através da abertura no protetor e depois se enrola as tiras com velcro ao redor do protetor esticando com leve tração em torno da pata acima e abaixo da articulação.

Apresentações

PROTETOR DE JARRETE KRUUSE (XP, P, M, G, XG)



Tamanho Adequado

Tamanho	Lado	Adequado
XP	Direito e Esquerdo	Sheltie, Cocker Spaniel, Fox Terrier, Cavalier King Charles Spaniel
P	Direito e Esquerdo	Kelpie, Whippet, Beagle, Boston Terrier
M	Direito e Esquerdo	Labrador Retriever, Border Collie, Springer Spaniel, Pastor Australiano
G	Direito e Esquerdo	Pastor Alemão, Rottweiler Fêmea, Boxer, Husky Siberiano
XG	Direito e Esquerdo	Rottweiler, Bernese, Akita, Bloodhound
XXG	Direito e Esquerdo	Rottweiler Grande, Bernese Grande, Dogue Alemão, Leonberger

Proporções do Protetor

Legenda	Medidas	XP (cm)	P (cm)	M (cm)	G (cm)	XG (cm)	XXG (cm)
A	Comprimento total, ao longo da borda da dobra	20.5	25	26.5	26.5	33	33
B	Largura, da borda superior	11.5	13.5	14.5	15.5	17.5	18.5
C	Largura 0,5 cm acima da dobra do joelho	8	10	10.5	11.5	12	13
D	Largura, borda inferior	5	5.5	6	6.5	7	8
E	Largura, do ponto mais largo	15	16.5	17.5	18.5	20.5	21.5
	Comprimento total da cinta	60	61	90	91	96	96.5

Modo de Usar

O protetor de joelho deve ser puxado para cima, ao longo da pata, de modo a cobrir o joelho do animal. A faixa macia deve ser passada por baixo do abdômen e por cima das costas, sendo presa no velcro do protetor para que fique no local correto e para não escorregar.

Apresentações

PROTETOR DE JOELHO KRUUSE ESQUERDO (XP, P, M, G, XG, XXG)

PROTETOR DE JOELHO KRUUSE DIREITO (XP, P, M, G, XG, XXG)



ESTOJO

Kit Diagnóstico

Equipamento que facilita a inspeção do conduto auditivo, da cavidade oral e nasal.

Permite introdução de tubos endotraqueais e sondas gástricas.

- Kit com três peças de acrílico: nasal, oral e otológica.
- Luz de LED.



Apresentações

KIT DIAGNÓSTICO BUSTER



TERMÔMETROS

Termômetro Digital Premium com Ponta Flexível



- Termômetro com ponta flexível para maior conforto do paciente.
- Exibição de memória para a última temperatura aferida.
- Mais de 5000 aferições.
- Precisão +/- 0,1 °C . +/- 0,2 °F.
- Função de desligamento automático.
- Escala de aferição em Celsius ou Fahrenheit.
- Resistente à água.
- Visor digital grande e de fácil leitura.
- Aferição rápida e precisa ~ 10 segundos.
- Bateria substituível (modelo LR41).

Apresentações

TERMÔMETRO DIGITAL PREMIUM COM PONTA FLEXÍVEL KRUISE

Termômetro Digital Veterinário



- Termômetro angular para fácil manuseio durante o uso.
- Grande display digital.
- Visor de memória para a última temperatura obtida.
- Mais de 5000 aferições.
- Aferição rápida e precisa ~ 10 segundos.
- À prova d'água.
- Função de desligamento automático (após 3 minutos).
- Escala de medição em graus Celsius ou Fahrenheit (comutável).
- Bateria substituível.

Apresentações

TERMÔMETRO DIGITAL VETERINÁRIO KRUISE

Kit4Cat - Areia para Coleta de Urina

Areia hidrofóbica biodegradável, que possui um revestimento repelente de urina, natural e não tóxico.

Indicada para coleta de amostra de urina de forma rápida e fácil, sem recorrer a procedimentos invasivos como a cistocentese.

Kit contendo 3 embalagens de 300g de areia, 3 pipetas e 3 frascos para coleta da urina.

Após aberto, usar a embalagem de areia em até 72h.

- Não reutilizar.



Apresentações

KIT4CAT AREIA COLETA URINA GATOS 3x 300 G

Aplicador de Comprimido


Para aplicação de comprimidos, de forma rápida e fácil, em cães e gatos.

Possui ponta de borracha macia, que evita lesões na cavidade oral do animal.

Deve ser preenchido com água para facilitar deglutição e evitar esofagite.

Possui anél de dedo na extremidade para facilitar manuseio.

Deve ser higienizado com água morna - evitar uso de detergente ou desinfetante.



Apresentações

APLICADOR DE COMPRIMIDOS BUSTER C/10 UND

Desde o desenvolvimento do primeiro Colar Elizabetano pela Kruise em 1974, temos uma longa tradição em aprimorá-los. Adicionar maior conforto e garantir uma recuperação mais rápida aos pacientes, construir parceria e credibilidade com os médicos veterinários, resultou em uma linha exclusiva que atende às mais diversas necessidades.

Colar Elizabetano Completo BUSTER

Colar em Polipropileno (PP), com bordas e região do pescoço revestidas em Neoprene perfurado (respirável).

Corte anatômico na região cervical proporciona conforto durante o descanso.

Design projetado para abafar o som quando animal chacoalhar a cabeça.

- Macio, flexível e confortável.
- Transparente – não atrapalha o campo de visão.
- Fácil colocação e com fechamento em velcro.



Tamanho Adequado

Tamanho do colar	Peso (kg)	Sugestão de raça
7.5 cm	1-3 kg	Lulu-da-Pomerânia, Chihuahua
10 cm	3-5 kg	Yorkshire Terrier, Bichon Frise, Maltês
12,5 cm	5-10 kg	Cão Fazendeiro Dinamarca/Suécia, Cairn Terrier, Border Terrier
15 cm	10-15 kg	Pequeno Cão Holândes, Terrier Escocês, Beagle, Terrier Irlândes
20 cm	16-25 kg	Pastor Australiano, Springer Spaniel Inglês
25 cm	25-30 kg	Labrador Retriever, Husky Siberiano, Setter Irlândes
30 cm	25-35 kg	Golden Retriever, Boxer, Collie, Pastor Alemão

O tamanho do colar, em cm, é referente ao comprimento do cone.

Apresentações

COLAR ELIZABETANO COMPLETO BUSTER (7.5 CM, 10 CM, 12.5 CM, 15 CM, 20 CM, 25 CM, 30 CM)


Colar Elizabetano Clic BUSTER

Colar em polipropileno (PP) – 40% de material reciclado.


- Sistema de fechamento clic - fechamento rápido e simples.
- Macio e flexível.
- Transparente – não atrapalha o campo de visão.
- Fácil manusear.
- 100% reciclável.



Comprimento do cone



Abertura do cone



Diâmetro da nuca



Apresentações

COLAR ELIZABETANO CLIC BUSTER CX COM 10 UN (7.5 CM, 10 CM, 12.5 CM, 15 CM, 20 CM, 25 CM, 30 CM, 40 CM)

O tamanho do colar, em cm, é referente ao comprimento do cone.

Colar Elizabetano Design BUSTER

Colar em polipropileno (PP).

- Sistema de fechamento clic - fechamento rápido e simples.
- Macio e flexível.
- Transparente – não atrapalha o campo de visão.
- Fácil manusear.
- Impressão com enunciados divertidos.



Apresentações

COLAR ELIZABETANO DESIGN BUSTER CX C/ 10UN (7.5 CM, 10 CM, 12.5 CM, 15 CM, 20 CM, 25 CM, 30 CM)

O tamanho do colar, em cm, é referente ao comprimento do cone.

Tamanho Adequado Colar Clic e Design BUSTER

Comprimento do cone (cm)	Abertura do cone (cm)	Diâmetro da nuca (cm)	Sugestão de raça	Peso (kg)
7,5 cm	13-15 cm	7-8 cm	Lulu-da-Pomerânia, Chihuahua	1-3 kg
10 cm	15-18 cm	7-8 cm	Yorkshire Terrier, Bichon Frise, Maltês	3-5 kg
12,5 cm	19-21 cm	9-10,5 cm	Cão Fazendeiro Dinamarca/Suécia, Spaniel Anão Continental, Cairn Terrier, Border Terrier	5-10 kg
15 cm	20-22 cm	10-12 cm	Pequeno Cão Holândes, Terrier Escocês, Beagle, Terrier Irlandês	10-15 kg
20 cm	23-27 cm	12-14 cm	Pastor Australiano, Springer Spaniel Inglês, Staffordshire Bull Terrier	15-25 kg
25 cm	34-42 cm	14-16 cm	Labrador Retriever, Husky Siberiano, Setter Irlandês	25-30 kg
30 cm	41-48 cm	15-18 cm	Golden Retriever, Boxer, Collie, Pastor Alemão	25-35 kg
40 cm	56-66 cm	20,5-25 cm		


Colar Elizabetano Braquicefálico

Colar em polipropileno (PP) desenvolvido especificamente para os cães braquicefálicos.


- Sistema de fechamento clic - fechamento rápido e simples.
- Macio e flexível.
- Transparente – não atrapalha o campo de visão.
- Fácil manusear.
- 100% reciclável.




Comprimento do cone



Abertura do cone



Diâmetro da nuca



Tamanho Adequado

Tamanho do colar	Diâmetro do pescoço (cm)	Diâmetro da abertura do focinho (cm)	Comprimento do cone	Sugestão de raça
XP	8-9 cm	17-20 cm	XP	Pequês, Japonês Chin, Bruxelas Griffon, Chihuahua
P	9,5-10,5 cm	23-25 cm	P	Pug, Boston Terrier, Cavalier King, Charles Spaniel, Shih Tzu
M	12-14 cm	30-33 cm	M	Bulldog Francês, Lhasa Apso
G	14-17 cm	36-40 cm	G	Bulldog Inglês, Bulldog Americano, Boxer, Bullmastif

Apresentações

COLAR ELIZABETANO BRAQUICEFÁLICO BUSTER CX COM 10 UN (XP, P, M, G)

Colar Elizabetano Soft

- Colar em TNT macio, confortável e leve para gatos e cães pequenos.
- Repelente à água e fácil de limpar.
- Especialmente adequado para gatos devido à forma e flexibilidade do colarinho.



Apresentações

COLAR ELIZABETANO SOFT GATOS/CÃES BUSTER CX C/ 10 UN

Colar Elizabetano Inflável BUSTER

Colar inflável revestido em Nylon, macio e confortável.

- Bolsa interna inflada através de válvula de ar.
- Resistente a mordidas e arranhões.
- Não atrapalha o campo de visão.
- Uso durável a longo prazo.
- Limpeza com pano úmido.
- Fechamento por velcro.



Apresentações

COLAR ELIZABETANO INFLÁVEL BUSTER (XP, P, M, G, XG)

Tamanho Adequado

Tamanho do colar	Diâmetro externo (cm)	Diâmetro interno (cm)	Sugestão de raça
XP	16 cm	5 cm	Yorkshire Terrier, Spaniel Anão Continental
P	22 cm	7 cm	Fox Terrier, Jack Russel
M	25,5 cm	11 cm	Springer Spaniel, Border Collie
G	30,5 cm	16 cm	Golden Retriever, Labrador
XG	36 cm	18 cm	Rottweiler, Dogue Alemão

Colar Elizabetano para Aves

Colar em polipropileno (PP) desenvolvido especificamente para as aves.

- Flexível e leve.
- Transparente – não atrapalha o campo de visão.
- Fácil manusear.
- Fechamento através de grampeamento.

Apresentações

COLAR ELIZABETANO AVES BUSTER CX COM 10 UN (80 MM, 100 MM, 140 MM, 200 MM)



Bolsa Vet para Exames BUSTER

Bolsa em Nylon reforçado para contenção de gatos e cães pequenos.

Vários compartimentos – exposição isolada de cada parte do animal.

Abertura na parte superior (ao longo das costas do paciente) com três faixas grandes de velcro (abre e fecha na respectiva direção).

Zíper duplo dá acesso à cauda.

Dois pares de zíperes (frente e verso da bolsa) para dar acesso às patas e membros.

Região do pescoço com velcro para abrir e fechar de forma fácil e rápida.

- Lavável à mão e máquina a 30°C.

Apresentações

- BOLSA VET P/ EXAMES BUSTER 0-2 KG
- BOLSA VET P/ EXAMES BUSTER 2-4 KG
- BOLSA VET P/ EXAMES BUSTER 4-6 KG
- BOLSA VET P/ EXAMES BUSTER 6-8 KG



Máscara de Proteção para Gatos em Nylon BUSTER

Máscara de proteção para gatos, em nylon, auxilia na contenção e na realização de procedimentos orais.

Retira campo de visão do animal para facilitar manejo e contenção.

Possui abertura estratégica na região da cavidade nasal e oral, permitindo inspeções rápidas e sondagens.

- Transparente ao raio-X.
- Lavável em máquina à 30°C.

Apresentações

- MÁSCARA PROTEÇÃO P/ GATOS NYLON BUSTER P
- MÁSCARA PROTEÇÃO P/ GATOS NYLON BUSTER M
- MÁSCARA PROTEÇÃO P/ GATOS NYLON BUSTER G



FOCINHEIRAS

Focinheira para Cães em Nylon Buster

Focinheira em Nylon, com ajuste confortável no focinho .

- Encaixe forte, seguro e prático, com alça ajustável e fecho de pressão.
- Lavável em máquina a 30°.

Apresentações

FOCINHEIRA PARA CÃES EM NYLON BUSTER (0, 2, 4, 6, 7)



Tamanho Adequado

Tamanho	Raça	Circunferência	Comprimento do focinho	Altura do focinho	Comprimento da Mandíbula
0	Yorkshire Terrier, Mini Poodle	13 cm	3 cm	6 cm	6 cm
2	Border Collie, Cocker Spaniel, Beagle	17 cm	5,5 cm	7 cm	9 cm
4	Wolfhounds, Dinamarques, Pirineus	25 cm	8 cm	11 cm	15 cm
6	Wolfhound Grande, Rottweiler	30 cm	8 cm	14 cm	14 cm
7	Rottweiler	28 cm	6 cm	13 cm	12 cm

Focinheira KRUUSE



Focinheira em borracha termoplástica com revestimento interno em Neoprene.

Possui correia pré-perfurada para garantir um bom e fácil ajuste.

Tira extra e estratégica no focinho – não permite a retirada pelo animal.

Permite a ingestão de água, arfar e receber petiscos.



Apresentações

FOCINHEIRA KRUUSE (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Tamanho Adequado

Tamanho	Peso aproximado do cão	Raças mais adequadas (adultos no peso ideal)	Comprimento do focinho	Circunferência do focinho	Laço ajustável do pescoço
1	4,5 a 7 kg	Bichon Frise, Dachshund, Pinscher Miniatura, Chihuahua, Jack Russell	5,5 cm	21,5 cm	20 cm / 39 cm
2	5,5 a 11 kg	Border Terrier, Jack Russell, Cocker Spaniel, Beagle Pequeno, Poodle Miniatura, Pastor-de-Shetland	6,5 cm	27 cm	21 cm / 44 cm
3	11 a 20 kg	Border Collie, Beagle Grande, Corgi, Vizsla, Poodle	7 cm	30 cm	27 cm / 52 cm
4	18 a 29 kg	Springer Spaniel, Dalmata, Pointers, Pit Bull Pequeno, Blue/red Heeler	8 cm	34 cm	28 cm / 58 cm
5	27 a 40 kg	Labrador, Golden Retriever, Doberman, Pastor Alemão, Greyhound, Weimaraner, Husky, Pit Bull, Boxer	9,2 cm	39 cm	34 cm / 60 cm
6	18 a 29 kg	Dogue Alemão, Mastiff, Terra-Nova, Rottweiler, Schnauzer Gigante, Pit Bull Gigante, Pastor Alemão Grande	10,5 cm	43 cm	36 cm / 71 cm

CORTADOR DE UNHAS

Cortador de unha BUSTER

Cortador de unha com qualidade premium para cães e gatos.

- Lâmina com corte de precisão.
- Fácil manuseio.

Apresentações

● CORTADOR DE UNHA BUSTER P

● CORTADOR DE UNHA BUSTER G



